

Lihashuoltovasara



Massagepistol
Massage gun
Massaažipüstol
Массажный пистолет

Lihashuoltovasara - käyttöohje


Laitteen osat



- 1. Virtakytkin
- 2. LED-näyttö
- 3. Vaihdeettava hierontapää
- 4. Latausliitäntä

LED-näyttö

- 1. Värinän voimakkuus
- 2. Akun varaustaso
- 3. Värinän voimakkuuden säätöpainike



Tekniset tiedot

Malli	FE-5841
Akku	3 x 2000 mAh
Laturi	12,6 V  1 A
Teho	12,6 W
Sisääntulojännite	230 V / 50 Hz
Muuntaja	DC 12,6 V / 1 A
Korkein värinän voimakkuus	1200-2900 rpm
taso 1: 1200 rpm; taso 2: 1500 rpm; taso 3: 1850 rpm; taso 4: 2160 rpm; taso 5: 2500 rpm;	
taso 6: 2900 rpm	
Akun tyyppi	litium
Paino	750 g



Loukkaantumis- ja tulipaloriskin välttämiseksi laitetta on käytettävä alla annettujen ohjeiden mukaan.

- Vain aikuisille.
- Laitetta saa käyttää vain kuivalle ja puhtaalle iholle. Laitetta ei tule käyttää vaatteiden läpi.
- Paina laitetta kevyesti ihoa vasten. Hiero kutakin kohtaa n. minuutin ajan.
- Käytä vain sitä hierontapäätä, jonka käyttö antaa parhaat tulokset.
- Liiallinen paine voi aiheuttaa mustelmia. Jos huomaat, että laitteen käyttö aiheuttaa kipua tai epämukavaa oloa, lopeta sen käyttö välittömästi.
- Pidä sormet, hiukset tai muut kehonosat poissa hierontapään ja sen akselin ulottuvilta, etteivät ne jäisi kiinni.
- Ilmanottoaukot on pidettävä vapaina.
- Älä kastele laitetta tai päästä vettä ilmanottoaukkoihin.
- Älä pudota laitetta tai käsittele sitä muulla tavoin huolimattomasti.
- Lataa laitetta vain 24 V:n tasavirtalaturilla.
- Tarkista laitteen ja pistorasian kunto ennen jokaista käyttökertaa.
- Älä muokkaa laitetta millään tavalla.
- Älä jätä laitetta päälle tai latautumaan ilman valvontaa.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, voivat käyttää tätä laitetta vain siinä tapauksessa, että heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti, ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Tätä laitetta saa käyttää vain paketissa mukana tulevalla virtälähteellä.
- Laite sisältää kiinteän akun, jota ei ole mahdollista vaihtaa.
- Lapsia on vahdittava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- **VAROITUS:** Käytä akun lataamiseen vain tämän laitteen mukana toimitettua laturia.

Käyttö

Laite käynnistetään painamalla sen yläosassa olevaa virtapainiketta. Valo syttyy päälle. Laite sammutetaan samasta painikkeesta. Valo sammuu.

Hierontaväriinän voimakkuutta säädetään painamalla LED-näytössä olevaa väriinän voimakkuuden säätöpainiketta. Ensimmäisellä painalluksella voimaan tulee taso 1. Taso 2 tulee voimaan painamalla väriinän voimakkuuden säätöpainiketta toisen kerran. Voimakkuuden voi säätää kuudelle eri tasolle.

Hieronnan voi pysäyttää pitämällä väriinän voimakkuuden säätöpainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan. Kun laite käynnistetään uudestaan, voimakkuustaso 1 tulee jälleen voimaan. LED-näytön vasemmanpuoleinen numero näyttää käytössä olevan väriinän voimakkuuden tason (00-06). Oikeanpuoleinen numero näyttää akun varaustason. Jäljellä oleva akun varaustaso lasketaan sen perusteella, kuinka suurta väriinän voimakkuutta hieronnassa käytetään, ja kuinka kovaa lihashuoltovasaraa painetaan lihaksia vasten. Tämän vuoksi akun varaustaso voi vaihdella käytön aikana.

Hiero eri lihaksia eritasoisilla väriinän voimakkuuksilla. Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, aloita hieronta matalalla väriinän voimakkuudella, ja nosta voimakkuutta hitaasti. Hiero vain lihaksia ja muita kehon pehmeitä osia. Hiero aina niin, ettei lihashuoltovasaraan käytöstä aiheu-

du kipua tai epämukavaa oloa. Älä käytä laitetta pään alueelle, tai sellaisiin kehon osiin, joissa on luuta tai muita kovia osia.

Jos olet loukkaantunut tai sinulle on tehty leikkaus, tarkista aina lääkäriltäsi voitko käyttää laitetta toipumisaikana.

Vaihdettavat hierontapäät

Voit vaihtaa hierontapäätä vetämällä sitä kevyesti ulos. Hierontapäätä irttaa helposti, eikä sen irrottamiseen tarvita voimaa.

Suosittellemme kokeilemaan erilaisia päitä eri lihaksille. Näin löydät itsellesi sopivimman yhdistelmän.

Kuuden eri hierontapään käyttötarkoitukset:

1. Suuri pallo: suuremmat lihasryhmät
2. Pieni pallo: pienet lihakset
3. Haarukka: selkälihakset, pohkeet, nilkat, jalkapohjat ja käsivarren lihakset
4. Pisto: triggerpisteiden hieronta ja kämmenen lihakset. Tehokas vaikutus.
5. Litteä: reidet, rinta- ja pakaralihakset. Palautumiseen ja hellävaraiseen hierontaan.
6. Kulmikas: vatsalihakset ja suuremmat lihasryhmät.



Lataaminen

Lataa laitetta neljän tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Laitetta ei voi käyttää latauksen aikana.

Virtapainikkeen punainen LED-valo on päällä, kun lataus on käynnissä. Kun akku on ladattu täyteen, LED-valo muuttuu vihreäksi.

Akkua ei suositella käytettävän täysin tyhjäksi.

Kun laite ei ole käytössä, varmista että virta on pois päältä. Laitteen käyttöaika riippuu siitä, millä värinän voimakkuuden tasolla laitetta käytetään ja kuinka paljon sitä painetaan.

VAROITUS: Lataa laitetta vain paketissa mukana tulevalla irrotettavalla virtalähteellä (XH1260-1000LG). Laitteen akku on sisäänrakennettu eikä sitä tule irrottaa laitteesta.

Takuu

- Tämä tuote on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön.
- Jos tuotteessa on ongelmia, ole yhteydessä tuotteen myyneeseen liikkeeseen. Esitä tuotteen ostokuitti.
- Tuotteen takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuu ei kata normaalia kulumista.
- Takuu ei kata vaurioita, jotka aiheutuvat tuotteen ohjeiden vastaisesta tai huolimattomasta käytöstä tai säilytyksestä.
- Takuu ei kata ulkoisen tekijän (esim. ukkosen tai tulvan) aiheuttamia vaurioita.
- Jos tuotetta on vuokrattu, takuu raukeaa.
- Takuun voimassaolon aikana tuote pyritään ensisijaisesti korjaamaan, tai korvataan uudella tuotteella.
- Takuu on voimassa EU:n alueella.

Massagepistol - bruksanvisning


Apparatens delar



- 1. Strömbrytare
- 2. LED-skärm
- 3. Utbytbart massagehuvud
- 4. Laddningsport

LED-skärm

- 1. Vibrationsstyrka
- 2. Batteriets laddningsnivå
- 3. Inställningsknapp för vibrationsstyrka



Tekniska data

Modell	FE-5841
Batteri	3x 2000 mAh
Laddare	12,6 V  1 A
Effekt	12,6 W
Inkommande spänning	230 V / 50 Hz
Transformator	DC 12,6 V / 1 A
Maximal vibrationsstyrka	1200-2900 rpm
läge 1: 1200 varv/min; läge 2: 1500 varv/min; läge 3: 1850 varv/min; läge 4: 2160 varv/min; läge 5: 2500 varv/min; läge 6: 2900 varv/min	
Batterityp	litium
Vikt	750 g



Fara



För att undvika risken för skador och brand ska apparaten användas enligt anvisningarna nedan.

- Endast för vuxna.
- Apparaten får användas endast på torr och ren hud. Apparaten ska inte användas genom kläder.
- Tryck apparaten lätt mot huden. Massera varje område i ca en minut.
- Använd endast det massagehuvud som ger dig bästa resultat.
- Ett för högt tryck kan orsaka blåmärken. Om du märker att användningen av apparaten orsakar smärta eller obehag ska du omedelbart sluta använda den.
- Håll fingrar, hår och andra kroppsdelar på avstånd från massagehuvudet och dess axel för att de inte skulle fastna.
- Luftintagsöppningarna får inte täckas för.
- Vät inte apparaten och låt inte vatten komma i luftintagsöppningarna.
- Apparaten får inte tappas eller på annat sätt hanteras ovarsamt.
- Ladda apparaten endast med en 24 V likströmladdare.
- Kontrollera apparatens och uttagets skick före varje gång du använder den.
- Modifiera inte apparaten på något sätt.
- Lämna inte apparaten utan övervakning när den är igång eller i laddning.
- Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsförmåga eller som inte har den erfarenhet eller kunskap som krävs, förutsatt att de övervakas eller har fått anvisningar om säker användning och de förstår de risker som förknippas med apparatens användning.
- Apparaten får endast användas med den strömkälla som ingår i förpackningen.
- Apparaten har ett fast batteri som inte kan bytas ut.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte kan leka med enheten.
- Rengöring och serviceåtgärder får inte utföras av barn utan övervakning.
- **VARNING:** Använd endast den medföljande laddaren för att ladda apparaten.

Användning

Slå på apparaten genom att trycka på strömbrytaren ovanpå apparaten. Lampan tänds. Stäng av apparaten med samma knapp. Lampan släcks.

Vibrationsstyrkan kan justeras genom att trycka på inställningsknappen på LED-skärmen. När du trycker en gång aktiveras läge 1. Aktivera läge 2 genom att på nytt trycka på inställningsknappen för vibrationsstyrka. Det finns sex olika lägen för vibrationsstyrka. Du kan stoppa massagefunktionen genom att hålla inställningsknappen för vibrationsstyrka nedtryckt i tre sekunder. När du slår på apparaten på nytt aktiveras läge 1 igen. LED-skärmens vänstra siffra anger nivån på vibrationsstyrka (00-06). Den högra siffran anger batteriets laddningsnivå. Batteriets laddningsnivå grundar sig på den vibrationsstyrka som används i massagen och hur kraftigt muskelpistolen trycks mot muskeln. Därför kan batteriets laddningsnivå variera under användningen.

Använd olika vibrationsstyrkor för olika muskler. Börja med den lägsta vibrationsstyrkan och öka styrkan gradvis när du använder apparaten för första gången. Massera endast muskler och andra mjuka delar i kroppen. Använd muskelpistolen alltid så att den inte orsakar smärta

eller obehag. Använd inte apparaten på huvudet eller i ansiktet och massera inte beniga eller annars hårda kroppsdelar.

Om du är skadad eller om du har genomgått en operation måste du alltid rådfråga din läkare om du är tillåten att använda apparaten under återhämtningsperioden.

Utbytbara massagehuvud

Du kan byta ut massagehuvudet genom att lätt dra ut det. Du behöver inte använda kraft utan massagehuvudet lossnar lätt.

Vi rekommenderar att prova på olika huvuden för olika muskler. På så sätt hittar du den kombination som passar dig bäst.

Användningsområden för de sex olika massagehuvudena:

1. Stort klot: stora muskelgrupper.
2. Litet klot: små muskler.
3. Gaffel: ryggmuskler, vader, vrister, fotsulor och armmuskler.
4. Spetsigt huvud: triggerpunkter och handflatans muskler. Effektiv verkan.
5. Platt huvud: lår, bröst- och gluteala muskler. För återhämtning och skonsam massage.
6. Kantigt huvud: magmuskler och större muskelgrupper.



Laddning

Ladda apparaten i fyra timmar innan du använder den för första gången. Apparaten kan inte användas under laddningen.

Strömbrytarens LED-indikator lyser rött medan laddningen pågår. När batteriet är fulladdat lyser LED-indikatorn grönt.

Vi rekommenderar inte att använda apparaten tills batteriet tar helt slut.

Se till att strömmen är avstängd när apparaten inte är i bruk. Apparatus drifttid beror på vilken vibrationsstyrka du använder och hur kraftigt du trycker.

WARNING: Ladda apparaten endast med den avtagbara strömkälla som ingår i förpackningen (XH1260-1000LG). Apparatus batteri är inbyggt och får inte lossas från apparaten.

Garanti

- Denna produkt är avsedd endast för privatbruk.
- Om det är något fel på produkten, ta kontakt med affären som sålt produkten.
Visa upp inköpskvittot på produkten.
- Produktens garanti gäller i 12 månader från inköpsdatumet.
- Garantin täcker inte normalt slitage.
- Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig eller oförsiktig användning eller förvaring.
- Garantin täcker inte skador som orsakats av yttre faktorer (t.ex. åska eller översvämning).
- Garantin upphör om produkten har modifierats.
- Under garantins giltighetstid ska produkten i första hand repareras eller ersättas av en ny produkt.
- Garantin gäller inom EU.

Massage gun – user manual


Device parts



- 1. Power switch
- 2. LED display
- 3. Detachable,
replaceable vibrating head
- 4. Charging socket

LED display

- 1. Vibration speed display
- 2. Battery level display
- 3. Button for adjusting vibration speed



Technical data

Model.....	FE-5841
Battery	3 x 2000 mAh
Voltage	12,6 V  1 A
Power	12,6 W
Input voltage.....	230 V / 50 Hz
Converter	DC 12,6 V / 1 A
Highest vibration speed	1200-2900 rpm
level 1: 1200 rpm; level 2: 1500 rpm; level 3: 1850 rpm; level 4: 2160 rpm; level 5: 2500 rpm; level 6: 2900 rpm	
Battery type.....	lithium
Weight	750 g



Danger



To reduce the risk of fire and personal injury, this product must be used according to the instructions below.

- For adults only.
- The device can only be used on dry and clean skin. The device should not be used on top of clothing.
- Gently press and move the device on the skin. Massage each area for about 60 seconds.
- Use only the vibrating head that gives the best results.
- If the pressure is too high, the massage can produce bruising. By signs of pain or discomfort the use should be discontinued immediately.
- Keep your fingers, hair or other parts of the body away from the shaft and back of the vibrating head, as hair may get stuck and skin may get pinched.
- Keep the vents of the device free from any objects.
- Do not immerse in water or allow water to enter the vents of the device.
- Do not drop the device or use it improperly.
- Charge only with a 24 V DC charger.
- Check the device and the used socket carefully before each use.
- Do not modify the device in any way.
- Never let the device run or charge unattended.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- The device contains a fixed battery (not replaceable).
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Children are not to clean or service the device without supervision.
- **WARNING:** Only use the charger provided with the device to charge the battery.

Use

Press the power switch on the top of the machine to turn the device on. The light turns on. Press the power switch again to turn off the device. The light turns off.

Press the power control button in the control panel to adjust the speed level. Press it once to set the vibrating speed on level one. Press the power control button twice to adjust the device to speed level two. A total of six levels can be used. Press the power control button for three seconds to pause the device. The speed level starts from level one when you press the power control button again. The number on the left side of the LED panel indicates the speed level (from 00 to 06). The number on the right side indicates the battery level. The battery level is based on the used speed level and the pressure applied to the muscle. That is why the battery level can go up and down during use.

Apply different levels of pressure for different muscles. When using the device for the first time, start with a low pressure and increase the pressure slowly. Use the device only on

muscles and other soft tissue on the body without causing pain or discomfort. Do not use the device on the head or any hard or boned part of the body.

If you have an injury or have had a surgery, always consult your doctor about using the device for recovery.

Replaceable vibrating heads

Change the vibrating head by pulling it out gently. The head should be easy to remove and using force should not be necessary.

We recommend trying different heads on different muscles to find a combination that suits you.

6 different heads and their use:

1. Large ball: big muscle groups
2. Small ball: small muscles
3. Fork: back muscles, calves, ankles, soles, and arm muscles.
4. Bullet: trigger points and palm muscles. Strong effect.
5. Flat: thighs, gluteal and pectoral muscles. For gentle massage and enhancing recovery.
6. Angular: abdominal muscles and larger muscle groups.



Charging

Charge the device for four hours before the first use. The device must not be used during charging.

When charging is in progress, the red LED light on the power button is lit. The light turns green when the battery is fully charged.

It is not recommended to completely drain the battery.

Make sure the power is off when you are not using the device. The operating time of the device depends on the speed level during use and the applied pressure.

WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance (XH1260-1000LG). The device has a built-in battery which must not be removed.

Warranty

- This product is intended for private use only.
- If there are problems with the product, contact the place of purchase. Present the receipt.
- The product warranty is valid for 12 months forward from the day the product is bought.
- The warranty does not cover normal wear and tear.
- The warranty does not cover damage caused by careless use or storage or acting contrary to the instructions.
- The warranty does not cover damage caused by an external factor (e.g. thunder or floods).
- The warranty ends if the product is modified in any way.
- During the validity of the warranty, the primary aim is to repair the product or replace it with a new one.
- The warranty is valid in the EU area.

Massaažipüstol - kasutusjuhend


Seadme osad



- 1. Toitelüliti
- 2. LED-näidik
- 3. Vahetatav massaažiotsik
- 4. Laadimispesa

LED-näidik

- 1. Massaaži intensiivsus
- 2. Aku laetus
- 3. Massaaži intensiivsuse reguleerimisnupp



Tehnilised andmed

Mudel.....	FE-5841
Aku	3 x 2000 mAh
Laadija	12,6 V  1 A
Võimsus	12,6 W
Sisendpinge.....	230 V / 50 Hz
Muundur.....	DC 12,6 V / 1 A
Max intensiivsus	1200-2900 p/min
tase 1: 1200 p/min; tase 2: 1500 p/min; tase 3: 1850 p/min; tase 4: 2160 p/min;	
tase 5: 2500 p/min; tase 6: 2900 p/min	
Aku tüüp	litium
Kaal	750 g



Oht



Vigastus- ja tulekahjuohu vältimiseks tuleb seadet kasutada allpool antud juhiste kohaselt.

- Vaid täiskasvanuile.
- Seadet tohib kasutada vaid kuival ja puhtal nahal. Seade ei ole mõeldud läbi riiete kasutamiseks.
- Suru seade kergelt naha vastu. Masseeri iga kohta u minut aega.
- Kasuta vaid parima tulemuse tagavat massaažiotsikut.
- Liigne surve võib põhjustada verevalumeid. Kui märkad, et seadme kasutamine põhjustab valu või ebamugavust, siis lõpeta koheselt selle kasutamine.
- Hoia sõrmed, juuksed ja muud kehaosad massaažiotsikust ja selle völliist eemal, et need sinna ei takerduks.
- Õhuvõtuavad tuleb hoida lahti.
- Ära kasta seadet vette või lase veel pääseda õhuvõtuavadesse.
- Ära lase seadmel kukkuda või käsitse seda mingil muul viisil hoolimatult.
- Lae seadet vaid 24 V alalisvoolulaadijaga.
- Kontrolli seadme ja pistikupesa korrasolekut iga kasutuskorra eel.
- Ära modifitseeri seadet mitte mingil moel.
- Ära jätta seadet ilma järelevalveta tööle või laadima.
- Seda seadet tohivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud kas järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja kui nad on teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest.
- Seda seadet tohib kasutada vaid seadmega kaasa tuleva vooluallikaga.
- Seadmel on sisseehitatud aku (ei ole vahetatav).
- Tuleb jälgida, et lapsed ei saaks seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalve all olemata puhastada või hooldada.
- **HOIATUS!** Kasuta aku laadimiseks vaid komplektis olevat laadijat.

Kasutamine

Seade lülitatakse sisse, vajutades selle ülaosas olevat toitelülitit. Märgutuli süttib. Seade lülitatakse välja samast nupust. Märgutuli kustub.

Massaaži intensiivsust saab reguleerida LED-näidikul oleva intensiivsuse reguleerimisnupuga. Esimese vajutuse järel käivitub tase 1. Tase 2 käivitub, kui vajutada reguleerimisnuppu teist korda. Intensiivsust saab reguleerida kuuele eri tasemele. Masseerimise saab peatada, vajutades 3 sekundit intensiivsuse reguleerimisnuppu. Kui seade lülitatakse uuesti sisse, käivitub taas tase 1. LED-näidiku vasakpoolne number näitab kasutusel olevat intensiivsustaset (00-06). Parempoolne number näitab aku laetustaset. Järele jäänud laetustase arvutatakse välja selle põhjal, kui suurt intensiivsust masseerimisel kasutatakse ja kui kõvasti massaažipüstolit lihaste vastu surutakse. Seepärast võib aku laetustase kasutamise ajal varieeruda.

Masseeri erinevaid lihaseid erinevate intensiivsustasemetega abil. Kui kasutad seadet esmakordselt, siis alusta masseerimist väikese intensiivsusega ja suurenda tasapisi intensiivsust. Masseeri vaid lihaseid ja muid pehmeid kehaosi. Masseeri alati nii, et massaažipüstoli kasutamine ei tekita valu või ebamugavust. Ära kasutada seadet sellises piirkonnas või sellistel kehaosadel, kus on luud või muid tugevaid osi.

Kui oled vigastatud või sulle on tehtud operatsioon, siis kontrolli eelnevalt arstilt, kas tohid taastumisajal seadet kasutada.

Vahetatavad massaažiotsikud

Võid vahetada massaažiotsiku, tõmmates selle õrnalt välja. Massaažiotsik irdub kergelt ja selle eemaldamiseks pole vaja kasutada jõudu.

Soovitame proovida erinevate lihaste jaoks erinevaid otsikuid. Nii leiad enda jaoks kõige sobivamad.

Kuue erineva massaažiotsiku kasutusvaldkonnad:

1. Suur pall: suuremad lihasgrupid.
2. Väike pall: väiksed lihased.
3. Kahvel: seljalihased, säärelihased, pahkluud, jalatallad ja käsivarrelihased.
4. Kuulikujuuline otsik: triggerpunktide massaaž. Efektne mõju.
5. Sile otsik: reied, rinna- ja tuharalihased. Taastumiseks ja õrnaks massaažiks.
6. Nurgeline otsik: kõhulihased ja suuremad lihasgrupid.



Laadimine

Lae seadet esimese kasutuskorra eel neli tundi. Seadet ei tohi laadimise ajal kasutada.

Toitelüliti punane LED-märgutuli põleb laadimise ajal. Kui aku on laetud täis, muutub LED-märgutuli roheliseks.

Akut ei soovitata liiga tühjaks kasutada.

Kui seade ei ole kasutusel, siis veendu, et see oleks välja lülitatud. Seadme kasutusaeg sõltub sellest, millise intensiivsustasemega seadet kasutatakse ja kui tugevasti seda keha vastu surutakse.

Hoiatus! Lae seadet vaid seadmega kaasa tuleva eemaldatava vooluallikaga (XH1260-1000LG). Seadmel on sisseehtitatud aku ja seda ei tule seadmest eemaldada.

Garantii

- Antud toode on mõeldud vaid kodukasutuseks.
- Kui tootel ilmneb probleeme, võta ühendust sulle toote müünud kauplusega.
Esita toote ostu tõendav dokument.
- Toote garantii kehtib 12 kuud alates ostukuupäevast.
- Garantii alla ei käi normaalne kulumine.
- Garantii ei kata kahjustusi, mis on tingitud toote nõuetevastasest või hoolimatust kasutamisest ning hoiustamisest.
- Garantii ei kata ka välisest tegurist (nt äiksest või üleujutusest) tingitud kahjustusi.
- Garantii kaotab kehtivuse, kui toodet on modifitseeritud.
- Garantii kehtivuse ajal üritatakse toodet esmajärjekorras remontida või uue toote vastu välja vahetada.
- Garantii kehtib vaid Euroopa Liidu riikides.

Массажный пистолет – руководство по эксплуатации


Части устройства



- 1. Выключатель
- 2. Светодиодный экран
- 3. Сменная массажная головка
- 4. Разъем для зарядного устройства

Светодиодный экран

- 1. Интенсивность массажа
- 2. Уровень заряда аккумулятора
- 3. Кнопка регулировки интенсивности массажа



Технические характеристики

Модель	FE-5841
Аккумулятор	3 x 2000 мАч
Зарядное устройство	12,6 В  1 А
Мощность	12,6 Вт
Входное напряжение	230 В / 50 Гц
Трансформатор	DC 12,6 В / 1 А
Максимальная интенсивность	1200–2900 об/мин
уровень 1: 1200 об/мин; уровень 2: 1500 об/мин; уровень 3: 1850 об/мин; уровень 4: 2160 об/мин; уровень 5: 2500 об/мин; уровень 6: 2900 об/мин	
Тип аккумулятора	литиевый
Вес	750 г



Опасность



Во избежание получения травм и возгорания массажного пистолета устройство должно использоваться в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

- Только для взрослых.
- Устройство можно использовать только на сухой и чистой коже. Устройство не следует использовать через одежду. Легко прижмите устройство к коже. Массируйте каждый участок примерно в течение одной минуты.
- Используйте только ту массажную головку, которая дает наилучшие результаты.
- Чрезмерное давление может привести к появлению синяков. Если использование устройства вызывает боль или дискомфорт, немедленно прекратите им пользоваться.
- Во избежание защемления пальцев, волос и других частей тела держите их подальше от массажной головки и ее вала.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия массажного пистолета.
- Не мочите устройство и не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.
- Не роняйте устройство и избегайте небрежности при его использовании.
- Заряжайте массажный пистолет только зарядным устройством 24 В постоянного тока.
- Перед каждым использованием проверяйте состояние устройства и штепсельной розетки.
- никоим образом не модифицируйте устройство.
- Никогда не оставляйте включенное или заряжающееся устройство без контроля.
- Дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, психическими и сенсорными способностями или с недостатком опыта и знаний могут использовать данное устройство только в том случае, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования устройства и понимают опасности, связанные с его эксплуатацией.
- Дети должны находиться под присмотром во избежание использования устройства в качестве игрушки.
- Детям запрещается чистить устройство и производить его обслуживание без контроля опытного пользователя.
- Данное устройство можно использовать только с входящим в комплект трансформатором.
- Устройство имеет встроенный аккумулятор, не подлежащий замене.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Для зарядки аккумулятора используйте только входящее в данный комплект зарядное устройство.

Использование

Устройство включается нажатием на кнопку выключателя, расположенную в верхней части корпуса. Одновременно включается подсветка. Устройство выключается нажатием на ту же кнопку. С выключением устройства подсветка также выключается.

Интенсивность массажа регулируется нажатием на кнопку регулировки интенсивности, расположенную на светодиодном экране. Первое нажатие настраивает устройство на уровень 1. Уровень 2 запускается при втором нажатии на кнопку регулировки. Всего устройство имеет шесть уровней интенсивности массажа.

Остановить устройство можно нажатием на кнопку регулировки интенсивности и удержанием ее в течение трех секунд. При повторном включении устройство снова настраивается на уровень 1. Цифра, находящаяся на левой стороне светодиодного экрана, указывает текущий уровень интенсивности (00–06). Цифра на правой стороне светодиодного экрана указывает уровень заряда аккумулятора. Уровень оставшегося заряда рассчитывается на основании интенсивности, используемой для массажа, и силы

прижимания массажного пистолета к мышцам. Благодаря этому уровень заряда может меняться во время использования устройства.

Массируйте разные мышцы с разными уровнями интенсивности. При первом использовании устройства начните массаж с низкой интенсивностью и постепенно увеличивайте ее. Массируйте только мышцы и другие мягкие части тела. Делайте массаж так, чтобы использование массажного пистолета не вызывало боли и дискомфорта. Не используйте устройство для массажа головы и таких участков тела, где находятся кости и другие твердые ткани.

Если вы получили травму или вам была сделана операция, проконсультируйтесь с врачом о возможности использования устройства в период восстановления.

Сменные массажные головки

Для смены массажной головки осторожно потяните ее из устройства. Массажная головка легко извлекается без применения силы.

Мы рекомендуем протестировать разные головки на разных мышцах. Так вы найдете для себя наиболее подходящую комбинацию.

Шесть массажных головок и их применение:

1. Большой шар: крупные группы мышц.
2. Маленький шар: мелкие мышцы.
3. U-образная головка: мышцы спины, щиколотки, икры, стопы, плеча и предплечья.
4. Пулеобразная головка: массаж триггерных точек и мышц ладони. Эффективное воздействие.
5. Плоская головка: мышцы бедра, ягодичные и грудные мышцы. Для восстановления мышц и щадящего массажа.
6. Угловатая головка: мышцы живота и крупные группы мышц.



Зарядка

До первого использования заряжайте устройство в течение четырех часов. Устройство нельзя использовать во время зарядки.

Когда устройство заряжается, светодиодный индикатор на **кнопке выключателя** горит красным светом. После завершения процесса зарядки красный свет светодиодного индикатора меняется на зеленый.

Не рекомендуется использовать устройство до полного разряда аккумулятора.

Когда устройство не используется, проверьте, что оно выключено. Время работы устройства зависит от уровня интенсивности во время его использования и силы прилагаемого давления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Заряжайте устройство только с помощью входящего в комплект съемного трансформатора (XH1260-1000LG). Устройство оснащено встроенной аккумуляторной батареей, не подлежащей отделению от устройства.

Гарантия

- Данное изделие предназначено для личного использования.
- При обнаружении проблем в работе изделия обратитесь в магазин его приобретения. Предъявите документ, подтверждающий факт покупки изделия.
- На изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев со дня покупки.
- Гарантия не распространяется на естественный износ.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате несоблюдения инструкций, небрежного использования или неверного хранения изделия.
- Гарантия не распространяется на повреждения, причиненные внешними факторами (напр., грозой или наводнением).
- Любая модификация изделия ведет к аннулированию гарантии.
- В период действия гарантийного срока в первую очередь предоставляется услуга по ремонту изделия или производится замена изделия новым.
- Гарантия действует на территории ЕС.

95-01566

Manufactured for Broman Logistics Oy
Kallionpontie 3, 05620 Hyvinkää,
Finland, tel. +358 30 62120